



neoLab® Latexhandschuhe, Größe M, weiß

Artikelbilder



Beschreibung

Als Handschuh der PSA-Kategorie 3 mit Schutz gegen chemische Gefährdungen ist der BINGOLD Latex 50PLUS besonders für den Einsatz im Labor geeignet und er erfüllt die Anforderungen der Normenreihe EN 374 gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen. Länge: 240 mm Konform mit Verordnung MDR (EU) 2017/745, EN 455, PSA Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 21420, EN 374 AQL 1.5 PSA-Kategorie III: wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemische Gefährdungen Medizinprodukt Klasse I

Art.-Nr.	B1-8125
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292689527
Farbe	weiß
Material	Latex
steril	Nein
Länge	240 mm
Größe	M
Schutzlevel Mikroorganismen (AQL)	AQL = 1,5
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Größe (klein, mittel, groß)	mittel
Handschuh dient	Personenschutz



Zusätzliche Informationen