



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® 5-Finger-Hitzeschutzhandschuhe mit Baumwollisolierung, Aramid, bis 350°C, 36 cm lang, Paar

88,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gewirkte oder gewebte Handschuhe aus Aramid.

Schnittfest. Kontakthitze bis 350°C.

CE KAT II, EN 407, EN 388.

Best.-Nr. 8-4008

5-Finger-Handschuh, gewirkt, 36 cm lang

Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 8-4008 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072050863 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | gelb |
| Material | Aramid (Meta-Aramid) |
| steril | Nein |
| Länge | 36 mm |
| Eigenschaften Handschuhe | mit besonderer mechanischer Belastbarkeit mit besonderem Schutz gegen thermische Risiken mit besonderem Schutz gegen Kälte latexfrei extra stark extra lang CE-gekennzeichnet |
| TBST MAX | 350 °C |
| Schutzkategorie (PSA) | II Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren (nicht KAT. I und III) |
| Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe) | Unisex |
| Handschuh dient | Personenschutz |
| Handschuhe bieten Schutz gegen | Hitze |
| Schutzkleidung zum Schutz von | Hände/ Arme |
| Typ/ Form Handschuh | 5-Finger |
| mit besonderem Schutz gegen Kälte | Ja |
| normiert nach DIN-Norm (DIN EN) | DIN EN 388:2003-12 DIN EN 407:2004-11 |

