



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Hot-Hand-Hitzeschutz

30,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das starkwandige Silikongummi ist bis ca. 250°C hitzebeständig, behält aber auch bis -57°C seine Flexibilität.

Die beiden Grifföffnungen für Daumen und Finger passen bei jeder Handgröße.

Die Grifffläche ist mit Noppen versehen und somit rutsicher.

Mit Öse zum Aufhängen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-4098
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072002084
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rot
Material	Silikon
steril	Nein
Eigenschaften Handschuhe	wasserdicht mit besonderer mechanischer Belastbarkeit mit besonderem Schutz gegen thermische Risiken mit besonderem Schutz gegen Kälte mit Noppen lebensmittelgeeignet latexfrei extra stark beidhändig tragbar
TBST MAX	250 °C
TBST MIN	-57 °C
Schutzkategorie (PSA)	I Einfache Schutzausrüstung für geringe Gefahren
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Handschuh dient	Personenschutz
Handschuhe bieten Schutz gegen	Hitze Kälte
Schutzkleidung zum Schutz von	Hände/ Arme
Typ/ Form Handschuh	Fäustling
mit besonderem Schutz gegen Kälte	Ja

