











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



## neoLab® Labormantel weiß, HACCP-gerecht, Mischgewebe, Gr. L

36,90 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Dieser Berufsmantel für Sie und Ihn erfüllt alle Anforderungen der HACCP-Risikoklassen 1-3 nach DIN 10524:2004.

Verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, 2 innenliegende Seitentaschen.

1/1-Arm mit verstellbarem Seitenschlitz, Umlegekragen.

Gewicht: ca. 215 g/m²

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Weitere Größen sowie Kurz- oder Langgrößen sind auf Anfrage erhältlich.

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	4-1572
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072022471
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Mischgewebe
Eigenschaften Bekleidung	verkürzte Länge luftdurchlässig fusselfrei atmungsaktiv HACCP- zertifiziert
Größe Damen Deutschland	44 46
Größe Damen International	L
Größe Herren Deutschland	52 54
Größe Herren International	L
Größe International (Unisex)	L
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex Damen Herren
Kragenform	Reverskragen
Materialgewicht	215 g/m2
Ärmelabschluss	ohne Bündchen oder Gummizug

