



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Labormantel für Damen, Reverskragen, Mischgewebe, Gr. 44

47,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Darin fühlen Sie sich garantiert wohl!

Angenehm zu tragender Damenmantel in BP-Comfort-Qualität aus 50% Baumwolle, 50% Polyester. Der Baumwoll-Anteil befindet sich auf der Innenseite, der PES-Anteil auf der Außenseite.

- 105 cm lang
- ca. 215 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste
- kochfest, chlorecht, Industriewäsche-geeignet, pflegeleicht
- trocknergeeignet
- 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen
- Rückenschlitz, Rückengurt
- figurbetonter Schnitt

Weitere Größen (32 bis 58) auf Anfrage!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1389
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072022099
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Mischgewebe
Länge	105 cm
Eigenschaften Bekleidung	luftdurchlässig fusselfreil figurbetont atmungsaktiv
Größe Damen Deutschland	44
Größe Damen International	L
Größe International (Unisex)	L
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Damen
Kragenform	Reverskragen
Materialgewicht	215 g/m ²
Ärmelabschluss	ohne Bündchen oder Gummizug

