



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Labormantel Damen, Stehkragen, Mischgewebe, Gr. 38

47,50 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Modischer, weißer Berufsmantel mit Stehkragen.

Exzellenter Tragekomfort durch COMFORTEC® Qualität aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester. Der Baumwollanteil befindet sich auf der Innenseite, der PES-Anteil außen.

- 1/1 Arm
- verdeckte Druckknöpfe
- 1 Brust- und 2 Seitentaschen
- Industriewäsche-geeignet
- Kochfest, pflegeleicht, chlorecht
- Exzellente Verarbeitung

Weitere Größen auf Anfrage

Damenmodell: 105 cm lang, figurbetont

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-1190
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072021177
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Mischgewebe
Länge	105 cm
Eigenschaften Bekleidung	luftdurchlässig fusselfreil figurbetont atmungsaktiv
Größe Damen Deutschland	38
Größe Damen International	S
Größe International (Unisex)	S
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Damen
Kragenform	Stehkragen
Ärmelabschluss	ohne Bündchen oder Gummizug

