



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



ABEBA Laborschuhe mit Ventilationslochung, antistatisch, Gr. 38

Sonderangebot

54,20 €

Normalpreis

68,20 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Obermaterial und Innensohle Leder.
Verstellbarer, klappbarer Fersenriemen.
Antistatisch.
Perforiert für eine bessere Durchlüftung.
Rutschhemmende Sohle (SRC), benzinbeständig.
CE EN 20347:2007

Zusätzliche Informationen

| | |
|---|--|
| Art.-Nr. | 4-1161 |
| Hersteller (Marke) | ABEBA |
| EAN | 4058072021061 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | Weiß |
| Eigenschaften Bekleidung | mit antibakteriellem Innenmaterial |
| Eigenschaften Sohle | antistatisch rutschfest |
| Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe) | Damen |
| Innenmaterial | Leder |
| Material Sohle | Nitril |
| Obermaterial | Leder |
| Schuhgröße | 38 |
| Typ Schuhe | hinten offen mit klappbaren Fersenriemen |
| beständig gegen | Benzin/ Öl |
| normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO) | DIN EN ISO 20347:2012 |

