



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Gummistiefel aus PVC mit Stahlkappe, weiß, Gr. 43

Sonderangebot

45,20 €

Normalpreis

56,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

neoLab Gummistiefel in verschiedenen Größen erhältlich.

Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in Laboren und in der Lebensmittelbranche

- mit Stahlkappe
- Farbe: weiß
- Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA
- beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0247
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072117733
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Eigenschaften Bekleidung	wasserabweisend mit antibakteriellem Innenmaterial mit Stahlkappe
Eigenschaften Sohle	rutschfest
Geschlecht (Kleidung, Schuhe, Handschuhe)	Unisex
Innenmaterial	Mischgewebe
Material Sohle	Gummi
Obermaterial	Polyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Schuhgröße	43
Schuhgröße Herren	43
Typ Schuhe	geschlossen
beständig gegen	tierische Fette Wasser
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 20345:2011

