



neoLab® Mehrfachabroller

Artikelbilder



Beschreibung

Spender für mehrere Klebeband-Rollen mit 76 mm Innendurchmesser und 89 mm Breite.
Trennstücke halten die Rollen auseinander.
Signierplattform 102 x 152 mm mit gezackter Schneidekante.
Schwere Bodenplatte mit vier rutschfesten Gummipoppen.
Aus kunstharzüberzogenem Stahl.

Maße: 26 x 15 x 11 cm

Gewicht: 2,3 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-1130
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072024819
Material	Stahlpulverbeschichtet
Gewicht	2.3 kg
für Breite Band/ Rolle	bis 89 mm
Maße Abroller (LxBxH)	150 x 260 x 110 mm
für DM Band innen	76 mm

