



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Klebeband 12,5 mm breit, weiß, Rolle 36 m

21,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Klebeband für Glas und Kunststoffgeräte, -Gestelle, -Röhrchen und anderes.

Haftet auf allen sauberen Oberflächen einschließlich antihaftbeschichteten Flächen, und kann rückstandslos abgezogen werden.

Markierungen mit Kugelschreiber oder Tinte verschmieren nicht.

Beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel, widerstandsfähig bei wiederholtem Erhitzen.

Temperaturbeständig bis -73°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2480
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025953
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Acrylat
Temp MAX	121 °C
Temp MIN	-73 °C
Breite	12.5 mm
Länge	36 m
DM innen	25.4 mm
Etiketten und Bänder Eigenschaften	wasserfest mit besonderer chemikalischer Beständigkeit beschriftbar
geeignet zum	Beschriften/ Markieren Fixieren/ Verbinden

