



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Klebeband 19 mm breit, weiß, Rolle 36 m

24,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Klebeband für Glas und Kunststoffgeräte, -Gestelle, -Röhrchen und anderes.
Haftet auf allen sauberen Oberflächen einschließlich antihaftbeschichteten Flächen, und kann rückstandslos abgezogen werden.
Markierungen mit Kugelschreiber oder Tinte verschmieren nicht.
Beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel, widerstandsfähig bei wiederholtem Erhitzen.
Temperaturbeständig bis -73°C.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Art.-Nr. | 6-2481 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072025960 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | Weiß |
| Material | Acrylat |
| Temp MAX | 121 °C |
| Temp MIN | -73 °C |
| Breite | 19 mm |
| Länge | 36 m |
| DM innen | 25.4 mm |
| Etiketten und Bänder Eigenschaften | wasserfest mit besonderer chemikalischer Beständigkeit beschriftbar |
| geeignet zum | Beschriften/ Markieren Fixieren/ Verbinden |

