



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Klebeband 25 mm breit, weiß, Rolle 36 m

**30,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Klebeband für Glas und Kunststoffgeräte, -Gestelle, -Röhrchen und anderes.

Haftet auf allen sauberen Oberflächen einschließlich antihaftbeschichteten Flächen, und kann rückstandslos abgezogen werden.

Markierungen mit Kugelschreiber oder Tinte verschmieren nicht.

Beständig gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel, widerstandsfähig bei wiederholtem Erhitzen.

Temperaturbeständig bis -73°C.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	6-2482
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025977
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Acrylat
Temp MAX	121 °C
Temp MIN	-73 °C
Breite	25 mm
Länge	36 m
DM innen	25.4 mm
Etiketten und Bänder Eigenschaften	wasserfest mit besonderer chemikalischer Beständigkeit beschriftbar
geeignet zum	Beschriften/ Markieren Fixieren/ Verbinden

