




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Labor-Signierband, Rolle 55 m

28,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Speziell beschichtetes Kunststoff-Klebeband mit synthetischem Klebstoff.
Mit jedem Stift beschriftbar, ca. 20 mm breit, temperaturbeständig von -70°C bis +95°C, beständig gegen Feuchtigkeit.
Handlich durch Verwendung des Klebebandrollers mit spezieller Beschriftungsplattform und Abrisskante.

Zubehör: Abroller (Best.-Nr. 1-7261)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7260
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072046064
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Temp MAX	95 °C
Temp MIN	-70 °C
Breite	20 mm
Länge	55 m
Etiketten und Bänder Eigenschaften	beschriftbar
geeignet zum	Beschriften/ Markieren

