



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brady Klebeband aus Nylon, 19,05 mm breit,
schwarz auf weiß, 4,8 m/Rolle**

**75,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Etikettenklebeband aus Nylongewebe für den tragbaren Label Printer BMP™21.
Geeignet für alle Oberflächen im Labor, für Probengefäße, Röhrchen, Mikrotiterplatten und Objektträger.
Dauerhafter Klebstoff. Handbeschriftung möglich.

Druckfarbe: schwarz auf weiß

Temperaturbereich: -196°C bis +90°C

Begrenzt auch zum Autoklavieren verwendbar: für 3 Zyklen von jeweils 1 Stunde bei 121°C
Für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet (nur in Verbindung mit Kunststoffröhrchen).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-2206
Hersteller (Marke)	Brady
EAN	4058072034306
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polyamid 6.6 (PA 6.6. Nylon®)
Breite	19 mm
Länge	4.8 m
TBST MAX	90 °C
TBST MIN	-196 °C
Farbe Beschriftung	schwarz
für Modell Beschriftungsgerät	BMP™21. mobil

