



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neoLab® Selbstlaminiertes Klebeband 9,53
mm breit, schwarz auf weiß, 6,4 m/Rolle**

**75,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Etikettenklebeband aus Polyester für den tragbaren Label Printer BMP™21.
Geeignet für flache, ebene Oberflächen, Probengefäße, Röhrchen und Objektträger.
Dauerhafter Klebstoff. Handbeschriftung möglich. Extrem dünnes Material.

Druckfarbe: schwarz auf weiß

Temperaturbereich: -196°C bis 130°C

Für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett als Rundum-Etikett aufgeklebt wird und überlappt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-2201
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072034252
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polyester (PEs)
Breite	9.5 mm
Länge	6.4 m
TBST MAX	130 °C
TBST MIN	-196 °C
Farbe Beschriftung	schwarz
für Modell Beschriftungsgerät	BMP™21. mobil

