



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Selbstlaminierendes Klebeband, 12,7  
mm breit, schwarz auf weiß, 6,4 m/Rolle**

**86,10 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Etikettenklebeband aus Polyester für den tragbaren Label Printer BMP™21.  
Geeignet für flache, ebene Oberflächen, Probengefäße, Röhrchen und Objektträger.  
Dauerhafter Klebstoff. Handbeschriftung möglich. Extrem dünnes Material.

Druckfarbe: schwarz auf weiß

Temperaturbereich: -196°C bis 130°C

Für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett als Rundum-Etikett aufgeklebt wird und überlappt.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-2202
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072034269
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polyester (PEs)
Breite	12.7 mm
Länge	6.4 m
TBST MAX	130 °C
TBST MIN	-196 °C
Farbe Beschriftung	schwarz
für Modell Beschriftungsgerät	BMP™21. mobil

