



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Kryoetiketten, leicht ablösen, bis
-70°C, 25 x 25 mm, 2500 St./Rolle**

**56,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Effiziente Etiketten für das Labor: Ordnung leicht gemacht

In der Welt des Labors ist Präzision und Organisation von entscheidender Bedeutung. Um sicherzustellen, dass Sie den Überblick über Ihre Proben und Experimente behalten, stellen wir Ihnen vielseitig einsetzbare Etiketten zur Verfügung, die speziell für den Laborgebrauch entwickelt wurden.

Auflösung in der Spülmaschine: Kein mühsames Entfernen von Behältern

Unsere Labor-Etiketten können in der Spülmaschine aufgelöst werden, sodass Sie sich keine Gedanken über das mühsame Entfernen von Etiketten von Ihren Probenröhrchen oder -behältern machen müssen. Einfach anbringen und sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren!

Vielseitig einsetzbar: Perfekt für Proben und mehr

Diese Etiketten sind nicht nur für Probenröhrchen geeignet. Sie können sie für alles verwenden, von Petrischalen bis hin zu Laborflaschen und mehr. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig.

Einfache Anwendung: Schnelles und sicheres Aufbringen

Die Etiketten lassen sich schnell und sicher aufbringen. Keine komplizierten Schritte oder klebrigen Rückstände auf Ihren Fingern. Einfach abziehen und aufkleben!

Leicht ablösbar: Entfernung durch kurzes Eintauchen in warmes Wasser

Wenn Sie die Etiketten entfernen möchten, ist das ein Kinderspiel. Einfach das Probenröhrchen oder den Behälter kurz in warmes Wasser tauchen, und das Etikett löst sich mühelos ab, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Ausreichend Platz: 25 x 25 mm für wichtige Informationen

Mit einer großzügigen Größe von 25 x 25 mm bieten diese Etiketten ausreichend Platz, um wichtige Informationen wie Probennummern, Datum und weitere Daten festzuhalten.

Mit unseren Etiketten wird die Organisation Ihrer Laborproben zu einem Kinderspiel. Halten Sie Ihr Labor effizient und gut organisiert!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-9097
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072047115
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Papier
Breite	25 mm
Form	rechteckig
Länge	25 mm
TBST MIN	-70 °C
Format/ Verpackung	Rolle
Maße	25 x 25 mm

