













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Bürkle Verschluss-Siegel close-it 150x150, weiß, 250 Stk/Rolle

92,70 € Ab 86,45 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Die close-it Verschluss-Siegel werden dazu verwendet Löcher, die nach einer gängigen Probenentnahme aus Kartons, Säcken, Big-Bags, etc. entstanden sind, zu verschließen. Das Etikett ist in Sandwich-Bauweise (Aluminium/Papier) hergestellt und verschließt die Gebinde gasdicht (Dampfsperre).

So wird ein ungewolltes Herausfallen der Ware sowie ein Verschmutzung vermieden.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	KL-0608
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	1-9111
EAN	4058072265304
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Papier Aluminium
Breite	150 mm
Form	rechteckig
Länge	150 mm
Etiketten und Bänder Eigenschaften	mit Aufdruck
Maße	150 x 150 mm
Format/ Verpackung	Rolle
Typ Aufdruck	Linien Rand

