



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Testo Mini-Indikatoren, +60 bis +82°C

**35,00 €** Ab

**31,90 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen. Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben. Auf den Mini-Indikatoren sehen Sie die Temperaturpunkte +60 °C; +65 °C; +71 °C; +77 °C; +82 °C. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Mini-Indikator in den betreffenden Punkten innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten; entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen. Benötigen Sie Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Bereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment: +88 ... +110 °C +116 ... +138 °C +143 ... +166 °C +171 ... +193 °C +199 ... +224 °C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0279
Hersteller (Marke)	Testo
EAN	4066292351097
Hersteller EAN	4029547006890
Bruttogewicht	0.01
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.01000 kg
Ursprungsland	Großbritannien
Verpackungsbreite	0.10500 m
Verpackungshöhe	0.00200 m
Verpackungstiefe	0.07000 m
Zolltarifnummer	38249993900

