



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Gewebe-Klebeband, weiß, 19 mm breit, 50 m/Rolle

33,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein PVC-beschichtetes Gewebe-Klebeband für den alltäglichen Einsatz, wo Gegenstände fest und dauerhaft verbunden, geschlossen und markiert werden sollen.

Universell einsetzbar.

Reißfest, aber dennoch sehr anschmiegsam.

Temperaturbeständig bis 90°C

Klebekraft: 490 g/cm

Kleber: Synthetischer Kautschuk

Zubehör: Abroller (Best.-Nr. 1-7501)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3256
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001131
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polyvinylchlorid (PVC. unspezifisch)
Temp MAX	90 °C
Breite	19 mm
Länge	50 m
Etiketten und Bänder Eigenschaften	beschriftbar
Dicke	0.3 mm
Klebkraft	0.26
geeignet zum	Fixieren/ Verbinden Beschriften/ Markieren

