



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Silikonband schwarz

**10,64 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Selbstverschweißendes Silikonband mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen brennbare Stoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel, Wasser, UV-Einstrahlung sowie Temperaturen von -60°C bis +260°C.

Eigenschaften:

- bis 8.000 V elektrischer Widerstand
- passt sich flexibel jedem Untergrund an
- auch für verschmutzte und ölige Untergründe
- sofortige Abdichtung, sogar unter Wasser
- für temporäre und permanente Anwendungen
- sauber und rückstandsfrei entfernbar

## Technische Daten

Temperaturbeständigkeit (Kurzzeit): -65°C bis 260°C

Temperaturbeständigkeit (Langzeit): -60°C bis 200°C

Reißdehnung: 600 %

Reißkraft: 33 N/cm

Gesamtdicke: 500 µm

Durchschlagsspannung: 8.000 V

Träger: Silikon

Liner: Polyester

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6269
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072007843
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Silikon Polyester (PEs)
Temp MAX	200 °C
Temp MIN	-65 °C
Breite	25 mm
Länge	3 mtr
Etiketten und Bänder Eigenschaften	wasserfest mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Symbol mit Signalwort mit Aufdruck
Dicke	0.5 mm
geeignet zum	Abdichten

