



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Temperaturbeständiges Klebeband 13 mm, weiß, 7,6 m/Rolle

41,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochwertiges, weißes Klebeband auf Textilbasis mit Spezialkleber, selbstklebend. Ideales Produkt für extreme Temperaturen. Sowohl im Kryo-Bereich als auch für Trocken-Brutschränke, Sterilisatoren etc. geeignet. Einfach mit Bleistift, Kugelschreiber, Filzschreiber etc. beschriftbar; div. Breiten lieferbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6260
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072007768
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Cellulose-Mischester glasfaserverstärkt
Temp MAX	287 °C
Temp MIN	-231 °C
Breite	13 mm
Länge	7.6 m
Etiketten und Bänder Eigenschaften	beschriftbar
geeignet zum	Beschriften/ Markieren

