



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Temperatur-Messstreifen, 216°C bis 249°C, 10 St./Pack

23,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperatur-Messstreifen mit je 5 Temperatur-Änderungspunkten auf Selbstklebefolie. Bei Erreichen der jeweiligen Temperatur erfolgt innerhalb von 1 Sek. ein irreversibler Farbumschlag von hellgrau auf schwarz.

Wichtige Information

Die Messstreifen müssen im Kühlschrank gelagert werden !
Der Versand muß mit Kühlakkus erfolgen !

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1918
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018498
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Temp MAX	249 °C
Temp MIN	216 °C
Breite	18 mm
Länge	18 mm
Maße	18 x 39 mm

