



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Folienschweißgerät inkl. 1 Rolle, 29 cm Schweißbreite

**93,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Schweißt und trennt in einem Arbeitsgang.

Mit starker Luftabsaugung, deshalb auch ideal zur Verpackung von Tiefgefriergut jeder Art.

Kontrollleuchte für Schweißvorgang mit Abschaltautomatik.

Gerät wird komplett mit einer Folienrolle geliefert.

Schweißnahtbreite: 29 cm

Anschluss: 230 Volt/60 Hz

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1095
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072055486
Farbe	Weiß
Breite	100 mm
Länge	290 mm
Gewicht	2 kg
Spannung	230 V
Leistung	160 W
Nachfüllpackung/ -artikel	2-1096
Schweißnahtlänge	290 mm
für Material Folie	Low-Density-Polyethylen (LDPE)

