



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Sekundenkleber blitzschnell Minis, 3x1 g

2,84 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Extrem starker Sekundenkleber- portioniert in 1 g Tuben, in der praktischen Aufbewahrungsbox.

Optimale Qualität für jede Anwendung- 3x siegelfrisch.

Aufgrund seiner Konsistenz fließt der Klebstoff in kleinste Ecken und Spalten. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Geeignet für folgende Materialien: Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz,...

Nicht geeignet für Styropor®, Textilien, Leder, PE, PP.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3865
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072092160
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Typ Klebstoff	Sekundenkleber

