Deutschland



neoLab® Superkleber, 3 g

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Stark, schnell, sparsam und dauerhaft ist der Superkleber für fixe Reparaturen.

Klebt Metall, Gummi, Holz, die meisten Kunststoffe sowie halbporöse Stoffe.

Auch unterschiedliche Materialien werden verklebt.

Der farblose und transparente Ethyl-Cyanoacrylat-Kleber ist lösungsmittelfrei und kann direkt, ohne zusätzliche Komponenten oder Erwärmung, verwendet werden.

Die Spenderflasche enthält 3 g Kleber.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	6-2465
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025946
Klebkraft	214
Typ Klebstoff	2-Komponentenkleber

