



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Superkleber, 3 g

13,50 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Stark, schnell, sparsam und dauerhaft ist der Superkleber für fixe Reparaturen.

Klebt Metall, Gummi, Holz, die meisten Kunststoffe sowie halbporöse Stoffe.

Auch unterschiedliche Materialien werden verklebt.

Der farblose und transparente Ethyl-Cyanoacrylat-Kleber ist lösungsmittelfrei und kann direkt, ohne zusätzliche Komponenten oder Erwärmung, verwendet werden.

Die Spenderflasche enthält 3 g Kleber.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2465
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025946
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Klebkraft	214
Typ Klebstoff	2-Komponentenkleber

