



## neoLab® Lab-Marker, schwarz

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Markierstift mit feiner Spitze für trockene oder feuchte, kalte oder warme Oberflächen.

Geeignet für alles, was im Labor beschriftet werden soll: Glas, Kunststoff, Porzellan, Metall, Holz, Papier etc. .

Besonders geeignet für Objektträger und Reaktionsgefäße.

Wenn die Tinte getrocknet ist, ist der Markierstift auch beständig gegenüber vielen organischen Lösemitteln.

Bei normalem Gebrauch wasser- und alkoholfest.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-5040
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003999
Farbe	Schwarz
Marker Eigenschaften	für warme Oberflächen für kalte Oberflächen für feuchte Oberflächen für Glas
Typ Stift	Schreiber mit Kugelspitze

