



neolab[®] Lab-Marker, grün

Artikelbilder



Beschreibung

Markierstift mit feiner Spitze für trockene oder feuchte, kalte oder warme Oberflächen.
Geeignet für alles, was im Labor beschriftet werden soll: Glas, Kunststoff, Porzellan, Metall, Holz, Papier etc. .
Besonders geeignet für Objektträger und Reaktionsgefäße.

Wenn die Tinte getrocknet ist, ist der Markierstift auch beständig gegenüber vielen organischen Lösemitteln.

Bei normalem Gebrauch wasser- und alkoholfest.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5043
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072004026
Farbe	grün
Marker Eigenschaften	für warme Oberflächen für kalte Oberflächen für feuchte Oberflächen für Glas
Typ Stift	Schreiber mit Kugelspitze

