



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® 3000 Permanentmarker, 4er Set,
Strichbreite 1,5-3mm**

**12,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Die **edding Permanentmarker** mit langlebiger und abriebfester Tinte zeigen sich als verlässliche Komplettlösung für permanente Markierungen und Beschriftungen in Industrie, Labor und Büros.

Die wasserfeste und geruchsarme Tinte ist für alle gängigen Metall-, Kunststoff- und Glasoberflächen geeignet

- schnell trocknend
- verschiedenen Farben und Strichbreiten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1980
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158187
Farbe	grün blau rot schwarz
Marker Eigenschaften	im Set für Glas
Anzahl Teile im Set	4
Strichstärke	3 mm
Typ Stift	Filzschreiber

