



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® 3000 Permanentmarker, 10er Set, Strichbreite 1,5-3mm

29,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **edding Permanentmarker** mit langlebiger und abriebfester Tinte zeigen sich als verlässliche Komplettlösung für permanente Markierungen und Beschriftungen in Industrie, Labor und Büros.

Die wasserfeste und geruchsarme Tinte ist für alle gängigen Metall-, Kunststoff- und Glasoberflächen geeignet

- schnell trocknend
- verschiedenen Farben und Strichbreiten

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1981
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156664
Farbe	gelb orange rot rosa violett hellblau blau grün braun schwarz
Marker Eigenschaften	im Set für Glas
Anzahl Teile im Set	10
Strichstärke	3 mm
Typ Stift	Filzschreiber

