



neoLab® Kugelschreiber für feuchten Untergrund

Artikelbilder



Beschreibung

Dieser Kugelschreiber schreibt klar und deutlich auf feuchtem Untergrund.
Geeignet um Southern, Northern und Western Blots zu beschriften.
Auch für Markierungen oder Korrekturen von Trägermembranen im Wasserbad.
Für Beschriftungen von trockenem Papier funktioniert der Füller wie ein normaler Kugelschreiber.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1928
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072033538
Farbe	blau
Marker Eigenschaften	für feuchte Oberflächen
Strichstärke	1 mm
Typ Stift	Schreiber mit Kugelspitze

