



neoLab® Glasschreiber mit Tungstenspitze

Artikelbilder



Beschreibung

Glasschreiber mit extrem harter Tungsten-Carbid Schreibspitze, ritzt Glas, Keramik und Plastik.
In Kugelschreiberform mit Clip zum Einhängen und Druckknopf zum Einziehen der Schreibspitze.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-5030
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072003944
Marker Eigenschaften	für Glas
Material Glasschreiber	Tungsten-Carbid
Strichstärke	1 mm
Typ Stift	Glasschreiber/ Schreibdiamant

