



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Blotting Membran CN, 0,22 µm, 3 m/Rolle

405,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Blottingmembranen eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Blottingmethoden wie Elektrotransfer-, Semidry- und Kapillarblotting.

Einfach zuschneidbar auf die gewünschte Gel-Dimension.

Optimal für Western-, Southern- und Northern-Blotting.

Hohe Bindungskapazität, niedriges Hintergrundrauschen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-0026
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072062057
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	30 cm
Länge	300 cm
Material	Cellulosenitrat
Material Membran	Cellulosenitrat
Porengröße	0.22 µm
Format/ Verpackung	Rolle
Typ Filter	Blottingmembrane Transfermembran

