



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SERVA PVDF 0,45 Transfermembran Porengröße 0,45 µm, Format: 30 cm x 3 m

348,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Transfermembran auf PVDF-Chemie basierend mit hoher Proteinbindungskapazität, geringem Hintergrund und exzellenter mechanischer Stabilität. Einsetzbar für alle Standard- und Spezialapplikationen in der Proteinanalyse.

HS: 39219090

Lagertemperatur: +15 °C to +30 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SV-0057
Hersteller (Marke)	SERVA
EAN	4058072371944
Transporttemperatur	Raumtemperatur

