



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



qpore® Filterpapier Quantitativ 84g/m², schnell / Weisspunkt, 125 mm, Sorte QP303

**17,50 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die quantitativen und aschefreien qpore® Filterpapiere werden aus 100% hochwertigen Baumwoll-Linterfasern und Alpha-Cellulosefasern hergestellt, die einem strengen chemischen Prozess unterzogen werden. Mit einer speziellen Säurebehandlung wurden die Filter ausgewaschen und anschließend mit entmineralisiertem Wasser von Verunreinigungen befreit. Durch dieses Verfahren wird ein Aschegehalt von unter 0,01 % erreicht. Diese Papiere kommen bei einer Vielzahl von anspruchsvollen Analysen zum Einsatz. QP303 Quantitatives Filterpapier für schnelle Filtration, weiß

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-0291
Hersteller (Marke)	qpore
EAN	4066292699151
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	125 mm
Material	Papier
Flächengewicht	84 g/m ²
Filtrationsgeschwindigkeit	schnell
Format/ Verpackung	Blatt/ Bogen

