



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## qpore® Filterpapier Quantitativ 84g/m<sup>2</sup>, schnell / Weisspunkt, 240 mm, Sorte QP303

**51,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die quantitativen und aschefreien qpore® Filterpapiere werden aus 100% hochwertigen Baumwoll-Linterfasern und Alpha-Cellulosefasern hergestellt, die einem strengen chemischen Prozess unterzogen werden. Mit einer speziellen Säurebehandlung wurden die Filter ausgewaschen und anschließend mit entmineralisiertem Wasser von Verunreinigungen befreit. Durch dieses Verfahren wird ein Aschegehalt von unter 0,01 % erreicht. Diese Papiere kommen bei einer Vielzahl von anspruchsvollen Analysen zum Einsatz. QP303 Quantitatives Filterpapier für schnelle Filtration, weiß

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	6-0294
Hersteller (Marke)	qpore
EAN	4066292699182
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	240 mm
Material	Papier
Flächengewicht	84 g/m <sup>2</sup>
Filtrationsgeschwindigkeit	schnell
Format/ Verpackung	Blatt/ Bogen

