



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



qpore® Filterpapier Quantitativ 84g/m², sehr langsam / Blaupunkt, 110 mm, Sorte QP300

**14,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die quantitativen und aschefreien qpore® Filterpapiere werden aus 100% hochwertigen Baumwoll-Linterfasern und Alpha-Cellulosefasern hergestellt, die einem strengen chemischen Prozess unterzogen werden. Mit einer speziellen Säurebehandlung wurden die Filter ausgewaschen und anschließend mit entmineralisiertem Wasser von Verunreinigungen befreit. Durch dieses Verfahren wird ein Aschegehalt von unter 0,01 % erreicht. Diese Papiere kommen bei einer Vielzahl von anspruchsvollen Analysen zum Einsatz. QP300 Quantitatives Filterpapier für sehr langsame Filtration, blau

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-0306
Hersteller (Marke)	qpore
EAN	4066292699304
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite	110 mm
Material	Papier
Flächengewicht	84 g/m ²
Filtrationsgeschwindigkeit	sehr langsam
Format/ Verpackung	Blatt/ Bogen

