



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Falcon® Bottle-Top-Filter 500 ml, orange, CA 0,22 µm, HW 33, 12 St./Pack

**138,31 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Bottle-Top-Filter 500 ml können in Verbindung mit Flaschen aus Glas oder Polystyrol verwendet werden. Zwei verschiedene Designs, passend für Flaschen mit den Halsweiten 33 mm oder 45 mm. Auswahl unter verschiedenen Membrantypen und Porengrößen passend zur jeweiligen Anwendung.

Zur einfachen Produktidentifizierung ist auf jedem System der integrierte Membrantyp und die Porengröße aufgedruckt.

- alle Filter sind steril, zertifiziert und pyrogenfrei
- Auffüllbehälter und Flasche aus Polystyrol
- Filterdurchmesser 70 mm
- Filterfläche: quadratisch

Membranmaterial:

CA - Zelluloseacetat

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	XC-0715
Hersteller (Marke)	Falcon
alte neoLab ArtikelNr.	7-4195
EAN	4058072444204
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	orange
Volumen	500 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polystyrol (PS)
Material Membran	Celluloseacetat (CA)
Porengröße	0.22 µm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Bottle-Top-Filter
für DM Schlauch innen 1	8 - 12 mm

