



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Bottle-Top-Filtersystem, 0,22 µm, 5-10 l, 10 Stck./Pack

247,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stericap™ PLUS für die Vakuum-Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und biologischen Lösungen.

Mit Express® PLUS Membran (PES) für hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohen Gesamtdurchsatz (5-10 Liter)
Für Flaschen mit einem Hals-Innendurchmesser von 20 bis 76 mm.
Einzel steril verpackt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MP-1019
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	7-9059
EAN	4058072335472
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Volumen	10000 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polystyrol (PS)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.22 µm
für DM Schlauch innen 1	8 - 12 mm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Bottle-Top-Filter

