

Millipore® Bottle-Top-Filter für 45 mm Flaschenhals, 250 ml steril PDF



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Millipore® Bottle-Top-Filter für 45 mm Flaschenhals, 250 ml steril

126,00 €  
zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Geeignet für die Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und biologischen Lösungen.  
Hohe Filtrationsgeschwindigkeit bei hohem Gesamtdurchsatz mit derExpress® PLUS Membran (PES).

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MP-1744
Hersteller (Marke)	Millipore
EAN	4058072049515
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Volumen	250 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polystyrol (PS)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.22 µm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Bottle-Top-Filter
für DM Schlauch innen 1	8 - 12 mm
für Gewinde/DM	GL 45

