



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Bottle-Top-Filter für 45 mm
Flaschenhals, 150 ml steril, 12 Stck./Pack**

**129,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Geeignet für die Filtration von Gewebekulturmedien, mikrobiologischen Medien und biologischen Lösungen.
Hohe Filtrationsgeschwindigkeit bei hohem Gesamtdurchsatz mit derExpress® PLUS Membran (PES).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MP-1023
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	7-9067
EAN	4058072335489
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Volumen	150 ml
steril	Ja
Material Gehäuse	Polystyrol (PS)
Material Membran	Polyethersulfon (PES)
Porengröße	0.22 µm
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Bottle-Top-Filter
für DM Schlauch innen 1	8 - 12 mm
für Gewinde/DM	GL 45

