



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Nalgene Rapid-Flow™ Sterile Einweg- Flaschenaufsatzfilter mit SFCA-Membran 45 mm

**131,04 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit PES-Membran Führen Sie Sterilfiltrationen von Zellkulturmedien und Seren mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterilen Einweg-Flaschenaufsatzfiltern mit PES-Membran durch. Einwegprodukt: Ja Filtertyp: Membranmaterial Material (Membran): SFCA Porengröße: 0,2 µm Passend für Flaschen mit Halsgröße (metrisch): 45 mm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Flaschenaufsatzfilter Volumen (metrisch): 500 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 75 mm Unit Size: Case of 12

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0717
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108729111
EAN	4058072219116
Bruttogewicht	1.5
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Mexiko
steril	Ja
Verpackungsvolumen	0.02500000 ccm
Zolltarifnummer	84212980

