



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hahнемühle Faltenfilter Sorte 0858, 185 mm, Pack à 100 Stück

42,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Faltenfilter (Qualitativ) für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt. Gekörnte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HN-0073
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4652
EAN	4058072261092
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	185 mm
Flächengewicht	75 g/m ²
für Typ Analyse	qualitativ
Herzberg s/100 ml	110
Oberfläche/ Struktur	gekörnt
Sorte Hahnemühle	858
Sorte Munktell	6 49 53
Sorte Whatman	183
Typ Filter	Faltenfilter
für Bodentyp	allgemeine Filtration

