



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Hahнемühle Faltenfilter Sorte 400, 125 mm, Pack à 100 Stück

**24,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Faltenfilter (Qualitativ) für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt. Glatte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	HN-0097
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4615
EAN	4058072261184
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	125 mm
Flächengewicht	61 g/m <sup>2</sup>
für Typ Analyse	qualitativ
Herzberg s/100 ml	200
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	400
Sorte Munktell	4b
Sorte Whatman	93
Typ Filter	Faltenfilter
für Bodentyp	allgemeine Filtration

