



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hahnemühle Faltenfilter Sorte 400, 185 mm, Pack à 100 Stück

29,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Faltenfilter (Qualitativ) für allgemeine Laborarbeiten sind empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Probenvorbereitungen. Die Filter werden aus hochveredelter Cellulose hergestellt. Glatte Oberfläche, mittelschnell filtrierend.

Anwendungen:

Probenvorbereitungen

Klärung von: Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten/ Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen/ Bierwürze, Spirituosen, Sirup

Verwendung als Schutzblatt in Filterpressen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HN-0100
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4617
EAN	4058072261207
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	185 mm
Flächengewicht	61 g/m ²
Herzberg s/100 ml	200
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	400
Sorte Munktell	4b
Sorte Whatman	93
Typ Filter	Faltenfilter
für Bodentyp	allgemeine Filtration
für Typ Analyse	qualitativ

