



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Ahlstrom Faltenfilter qualitativ, 3 hw, 270 mm Ø, 100 St./Pack

63,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Munktell Faltenfilter für allgemeine Filtrationen,
Sorte 3 hw, Flächengewicht 65 g/m²,
Filtrationsgeschwindigkeit 20 s/10 ml.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1419
Hersteller (Marke)	Ahlstrom
EAN	4058072064631
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	270 mm
Flächengewicht	65 g/m ²
für Typ Analyse	qualitativ
Filtrationsgeschwindigkeit	20 Sek/10 ml
Herzberg s/100 ml	80
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Munktell	3 hw 15 1002
Sorte Whatman	student grade
Typ Filter	Faltenfilter

