











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Hahnemühle Faltenfilter Sorte 597, 320 mm, Pack à 100 Stück

102,70 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Aufgrund der hohen Reinheit empfohlen zur Bestimmung von Substanzen und zur Probenvorbereitung für empfindliche Nachweismethoden.

Sehr geringer Mineralstoffgehalt (Asche 0,08%).

Bosonders geeignet für: Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	HN-0137
Hersteller (Marke)	Hahnemühle
alte neoLab ArtikelNr.	2-4651
EAN	4058072261252
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	320 mm
Flächengewicht	85 g/m²
für Typ Analyse	qualitativ
Herzberg s/100 ml	155
Oberfläche/ Struktur	glatt
Sorte Hahnemühle	597
Sorte Munktell	292 41b
Sorte Whatman	597
Typ Filter	Faltenfilter
Туртней	Taltornitor

