



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Magnetischer Filterhalter, 300 ml, für Laborflaschen

151,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Ein Filterhalter für unterschiedliche Flaschen.

Der magnetische Filterhalter ist passend für Membranfilter mit einem Durchmesser von 47 mm. Das benutzerfreundliche Design erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und vermeidet mögliche Beschädigungen der Membran. Sie können den magnetischen Filterhalter mit Laborflaschen (GL 33/45) verwenden. Der Anschluss an ein Vakuum ist durch die mitgelieferte Olive jeder Zeit möglich. Durch das Material PES ist der Filterhalter autoklavierbar und besitzt eine hohe Chemikalienbeständigkeit.

Durch den Filterdeckel ist eine kontinuierliche Filtration möglich.

Volumen: 300 ml

Applikationen:

- Mikrobiologische Filtrationstests
- Generelle Filtration von wässrigen Proben

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	8-3001
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072086992
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen	300 ml
steril	Nein
Ersatzteil	8-3004 8-3005 8-3006
Material Gehäuse	Polyethersulfon (PES)
Typ Anschluss	Schlaucholive
Typ Filter	Magnetischer Filterhalter
für DM Schlauch innen 1	8 bis 12 mm

