



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Whatman Vakuumfiltrationsgerät, Typ GV 025/0, Boro 3.3, Glasfrittenfilter Typ D2

357,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

GV 025 Series GV 025/0 Glass Vacuum Filtration Device, glass frit filter, rubber stopper connection, membrane filter accessories GV 025/0 Glass vacuum filtration device, glass frit filter Chemically resistant to most aqueous and organic solutions. Resistant to acids and caustic solutions. Autoclavable and can be sterilized in dry heat to 180°C. Can be used up to 200°C. GE Healthcare offers a choice of Whatman holders for use with membrane filters.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VL-0620
Hersteller (Marke)	Whatman
VGKL Nummer	540241000
EAN	4066292362956
Bruttogewicht	0.242
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.27000 kg
Ursprungsland	Deutschland
Verpackungsbreite	0.20400 m
Verpackungshöhe	0.07900 m
Verpackungstiefe	0.28200 m
Zolltarifnummer	70172000

